

冷え・コリ・疲れ・ストレスでお悩みの方に!!

自宅でもかんたん♪温熱ケア

遠赤であつたか冷えしらず!

NEW 三井式温熱治療器



「からだを温めると健康に良い」ということは広く知られています。【三井式温熱治療器】は、いつでも誰でも簡単に温熱の効果が実感できる家庭用の温熱治療器です。からだを温めて、寒さ知らずの健康なからだになりましょう。

- こんな方にオススメです。**
- 冷えでお困りの方
 - 肩や腰、ひざなどのコリでお困りの方
 - 疲れやすい方
 - 体を温めたい方
 - ストレスの多い方



コテのようなヘッド部分の発熱体から遠赤外線が発生します。

point

サウナや岩盤浴のような全身を温めるケアとは違って、冷えた部分をピンポイントで直接温めることができるから、つらいところを、いつでも簡単に、手軽に温熱ケアできるスグレモノ!

使い方は簡単! スイッチONですぐあつたか

遠赤外線を放射し、深部まで温めるヘッド部

- 独自のセラミック加工を施したヘッド部から遠赤外線が放射され、からだの深部までじっくり温めます。遠赤外線の中でも、特に人体に有益といわれる育成光線(8~14ミクロン)を放射します。
- ヘッド部の浅いピラミッド形状により、温熱に加え、ピンポイントに熱が伝わりやすい温灸のような効果を実現。

温度設定も簡単なコントロールパネル

- 温度は5段階で調節が可能(45・55・60・65・70℃)。ボタンを押すだけで切り替えができます。
- 電源を入れるとタイマーが作動し、残り時間を表示します。60分で自動的に電源が切れる安全設計です。

手に馴染みやすく持ちやすい本体グリップ

- 持ちやすく設計され、背中や腰などからだの背面上にも当てやすい形状です。
- 医療機器でありながらスタイルを追求したデザインで、女性に好評です。



① すぐに熱いと感じない、気持ちの良い温度に設定します。やけど防止のため、付属の布袋を必ず使用してください。

② 温めた3分ほど温熱効果を高めるために、温めた部位を軽くマッサージしてあげてください。マッサージは、場所を必ず前後・左右などを繰り返します。なるべく長くください。

スイッチを入れて当てるだけ
これひとつで全身温熱ケア

あつたかーい!



使い方のポイント

- 熱さは決まらなくても大丈夫です。
- コリのあつたところ、冷えているところは、そうでないところよりも熱く感じます。からだをマッサージするように当てていくと、簡単にポイントを見つけことができます。
- 入浴後に使うとより効果的です。食後は1~2時間ほど間を空けてください。

New! どなたでも手軽に使えるハンディタイプです。



使い方教室開催してます



オススメ! 使用方法のコツがわかるDVD「ひとりでもできる! 三井温熱療法」付き

販売価格

三井式温熱治療器 II MI-02型 79,800円(税込)
(管理医療機器承認番号:220AGBZX00154000)

家族みんなの健康管理に……



特徴
その
①

心地よく心身ともにリラックスさせてくれる熱の力！

筋肉のコリをほぐしたり、身体のあちこちの痛みの解消に効果を発揮します。三井温熱治療器は45℃から70℃の5段階の温度設定になっておりますので、体調にあわせ、どなたにも手軽にご使用いただけます。



特徴
その
②

使い方はとっても簡単！

治療のポイントがご自分ですぐ分かります！
こりのあるところ、冷えているところ、内臓機能の低下しているところは他の場所よりも熱く感じます。身体をマッサージするように流していくと慣れるに従ってご自分で簡単にポイントを見つけることができます。



特徴
その
③

効果が体感できます！

最初、熱かった箇所も全体のバランスを取ながら繰り返し熱を入れていくと、心地よい温かさ変わってきます。熱の力により簡単に即効性があり、さらに効果が持続します。



特徴
その
④

遠赤外線効果

温熱器から放射される遠赤外線が、効率よく身体の深部まで熱を伝えてくれます。

三井式温熱療法の原理

人間の身体組織は、熱で動く。失われた熱を補充して全身のバランスをとります。

- 血液、リンパ、ホルモン、気…。人間の身体にはさまざまなものが流れています。これらが正常に流れ機能しているからこそ、人間の組織はいつも生き生きとして健康が保たれているわけです。
- 人間の生命活動をエネルギーによるものとすれば、身体は熱で動いているといえます。しかしストレスがたまると生命の源である熱が失われ、活力がなくなると身体の機能が低下し、病気を引き起こしやすくなります。
- 現代人はストレスや不規則な生活により熱をどんどん喪失しています。特に女性や子供を中心とした低体温は、抵抗力の衰えを示すもので、病気にかかりやすい状態を自ら作っているとともいえます。
- 生命の源である熱を体に補充していくことが健康管理、健康維持に望ましい第一のものと考え、生命現象を営んでいる中枢に熱を与えようとするのが「三井式温熱療法」の根本原理です。
- 皮膚と内臓機能はこの関係にあります。内臓機能の低下だけでなく、血流の停滞など生体現象がスムーズに行われていない部位の表面は緊張し、筋肉が硬くなります。これを内臓皮膚圧といい、熱がこれを察知し、熱さとして感じられます。反応部への適度な熱刺激によって、健康体と導いていきます。



三井式温熱療法の創始者 三井と女子さんが開発しました

「バッテリーがあがれば自動車が動かなくなるように、人間も心身に疲労がたまるとバッテリーがあがってしまう。人間のパワーの源は熱。熱が足りない身体が不調になる」「悪いところが熱い。そこが熱くなくなれば満足」。こんな言葉で励まされながら、治療に訪れた方はみるみる元気を取り戻されていったそうです。



「バッテリーがあがれば自動車が動かなくなるように、人間も心身に疲労がたまるとバッテリーがあがってしまう。人間のパワーの源は熱。熱が足りない身体が不調になる」「悪いところが熱い。そこが熱くなくなれば満足」。こんな言葉で励まされながら、治療に訪れた方はみるみる元気を取り戻されていったそうです。

1915年生まれの三井と女子さんは、32年間教職を勤められたのち、60歳にして医療の道に進む決意をされ、指圧師の資格を習得。もともとご自分の家庭で行われていた温熱療法に、学習した知識や技能をアレンジし、独自に「三井式温熱療法」を完成させました。2001年に86歳で逝去されるその日まで、自らの手で温熱治療を1日何人もの方にされていたといえます。

三井式温熱療法とは？

ご質問・資料請求、気楽にお電話ください

電話03-5664-1542

健康サロン「三井温熱代理店」

リトルターン

〒133-0054

東京都江戸川区上篠崎4-28-7

ガーデンヒルズ吉田403

販売代理店募集中

美 beauty 癒 healing 健 health